

beurer

MG 250 / 255

P



P Esteira de massagem shiatsu
Instruções de utilização



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.de • Mail: kd@beurer.de



Componentes fornecidos

- Esteira de massagem shiatsu
- Este manual de instruções

Legenda

Serão utilizados os seguintes símbolos neste manual de instruções, bem como na placa de características:



ADVERTÊNCIA Alerta para situações que implicam riscos de ferimento ou riscos para a sua saúde.



ATENÇÃO Aviso de segurança que informa sobre possíveis danos no aparelho e/ou nos acessórios.



Nota Indicação de informações importantes.



O aparelho está protegido por um isolamento duplo e, por isso, corresponde à classe de protecção 2.



Só usar em recintos fechados.

1. Sobre a massagem shiatsu

A massagem „shiatsu“ é uma forma de massagem do corpo que foi desenvolvida há mais de 100 anos no Japão e que tem as suas raízes nas ideias da teoria da medicina chinesa. O seu princípio básico consiste no sistema de fluxo de energia através das linhas meridianas do corpo humano.

O objectivo da massagem „shiatsu“ é promover o bem-estar psíquico, emocional e mental da pessoa tratada. Para tal, é necessário libertar os bloqueios e corrigir as disfunções no fluxo da energia e estimular as forças auto-reguladoras do organismo.

O terapeuta de „shiatsu“ consegue-o exercendo pressão ao longo das linhas meridianas através de movimentos fluentes. Embora o termo „shiatsu“ signifique literalmente „pressão de dedos“, a massagem é feita não apenas com os dedos, como também com a palma da mão, os cotovelos e os joelhos. Durante a massagem, o terapeuta usa todo o peso do seu corpo, por forma a gerar a pressão necessária.

2. O seu aparelho

No seu massagador „shiatsu“ estão integradas cabeças rotativas de massagem que imitam os movimentos massageadores de uma massagem „shiatsu“.

Com as suas cabeças de massagem rotativas, este aparelho proporciona uma massagem em profundidade forte e intensa nas costas inteiras. Para o efeito, tem de colocar a esteira de massagem „shiatsu“ sobre uma superfície de assento apropriada.

O aparelho destina-se apenas ao **uso pessoal** e não ao uso médico ou comercial.

O massagador „shiatsu“ oferece-lhe ainda as seguintes vantagens:

- Massagem Shiatsu para o pescoço.
- Massagem „shiatsu“ ao longo da coluna vertebral, incl. massagem localizada.
- Massagem rolante ao longo da coluna.
- Zonas a massagear ajustáveis (parte superior, inferior das costas ou costas inteiras).
- Intensidade de massagem regulável.
- Com corte automático ao fim de 15 minutos.
- Com cabeças massageadoras e função de calor adicional.

3. Destino previsto

Este equipamento destina-se exclusivamente à massagem das costas de seres humanos. Ele não pode substituir um tratamento médico. Não utilize o massagador se um ou vários avisos de alerta forem aplicáveis ao seu caso.



ADVERTÊNCIA

Não utilize o massagador

- em caso de alterações patológicas ou ferimentos na região corpo a massagear (por ex. hérnia discal, feridas abertas),
- em crianças,
- durante a gravidez,
- enquanto dorme,
- num veículo,
- em animais,
- durante actividades que possam acarretar perigos em caso de reacções imprevisíveis,
- após a ingestão de substâncias que possam conduzir a uma percepção sensorial reduzida (por ex. medicamentos analgésicos, álcool),
- por mais de 15 minutos (perigo de sobreaquecimento), deixando o aparelho arrefecer, pelo menos, 15 minutos antes de voltar a utilizá-lo.

Se não tiver a certeza se o massagador é adequado para si, pergunte ao seu médico.

Este aparelho não se destina a ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades psíquicas, sensoriais ou mentais limitadas ou que não disponham da experiência e/ou conhecimentos necessários à sua utilização, a não ser que sejam vigiadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou que tenham recebido instruções dessa pessoa sobre a utilização correcta do aparelho. As crianças devem ser vigiadas, por forma a evitar que brinquem com o aparelho.

O aparelho dispõe de uma função de calor que pode ser activada adicionalmente nas cabeças massageadoras. As pessoas insensíveis ao calor devem utilizar o aparelho com cuidado.

Antes de utilizar o aparelho, consulte o seu médico

- quando sofre de uma doença grave ou quando foi recentemente operado na parte superior do corpo,
- se usar um „pacemaker“, implantes ou outros dispositivos auxiliares,
- trombozes,
- diabetes,
- no caso de dores de origem desconhecida.

O aparelho só está previsto para a finalidade descrita nestas instruções de utilização. O fabricante não se responsabiliza por danos decorrentes de uma utilização incorrecta ou imprudente.

4. Instruções de segurança

Leia estas instruções de utilização com atenção! A inobservância das instruções seguintes pode originar lesões em pessoas ou danos materiais. Guarde este manual de instruções e faculte-o também a outros utilizadores. Entregue este manual quando passar o aparelho a outras pessoas.



ADVERTÊNCIA

Guarde os materiais de embalagem fora do alcance das crianças. Existe perigo de sufocação.



ADVERTÊNCIA: Choque eléctrico

Como acontece com todos os aparelhos eléctricos, também este aparelho de massagem deve ser empregado com cuidado e prudência, por forma a evitar perigos por choques eléctricos.

Por isso, tenha em atenção o seguinte:

- Utilize o aparelho apenas com a tensão de rede indicada no aparelho.
- Nunca utilize o aparelho ou os acessórios quando estes apresentam danos visíveis.

- Não utilize o aparelho durante uma trovoadas.

No caso de defeitos ou falhas de funcionamento, desligue imediatamente o aparelho e isole da rede de electricidade. Não puxe pelo fio eléctrico nem pelo aparelho para tirar a ficha da tomada. Nunca segure nem transporte o aparelho pendurado no fio eléctrico. Mantenha uma distância suficiente entre os fios eléctricos e as superfícies quentes. Não entalar, dobrar nem torcer o fio. Não espetar agulhas ou outros objectos pontiagudos na esteira.

Assegure-se de que o aparelho de massagem e o cabo de ligação à rede eléctrica não entram em contacto com vapor, água ou outros líquidos. Por isso, use o aparelho unicamente em recintos fechados e secos (por ex., nunca o use na banheira ou na sauna).

Não pegue no aparelho, quando este tiver caído na água. Puxe imediatamente a ficha da tomada.

Não utilize o aparelho quando este ou os acessórios apresentam danos visíveis.

Não exponha o aparelho a impactos fortes e não o deixe cair.

Reparação



ADVERTÊNCIA

- As reparações nos aparelhos eléctricos só podem ser feitas por técnicos especializados. Uma reparação incorrecta pode implicar riscos consideráveis para o utilizador. No caso de necessitar reparações, contacte o serviço de assistência técnica ou um revendedor autorizado.
- É proibido abrir o fecho de correr do massageador „shiatsu“. Este só é utilizado por razões ligadas à produção do aparelho.
- Se o cabo apresentar qualquer dano, terá de ser substituído por um revendedor autorizado.



ADVERTÊNCIA: Perigo de incêndio

Em caso de utilização imprópria ou não observância das instruções de utilização presentes, existe, em determinadas condições, perigo de incêndio!

Por isso, nunca utilize o massageador

- tapado, por exemplo, com cobertor, almofada, etc.,
- nas proximidades de gasolina ou de outras substâncias facilmente inflamáveis.

Manuseamento



ATENÇÃO

Depois de cada utilização e antes de cada limpeza, deve desligar o aparelho e tirar a ficha da tomada.

- Não meta quaisquer objectos nos orifícios do aparelho e nada nas peças rotativas. Preste atenção para que as peças móveis possam mover-se sempre livremente.
- Utilize o aparelho apenas em posição vertical e nunca o coloque deitado no chão.
- Não se sente, não se deite nem pise com todo o peso nas peças móveis do aparelho nem coloque quaisquer objectos em cima do aparelho.
- Proteja o aparelho de temperaturas elevadas.

Eliminação




ATENÇÃO

Siga as disposições locais relativas à eliminação dos materiais. Elimine o aparelho de acordo com o Regulamento do Conselho Europeu relativo a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos 2002/96/CE (REEE). No caso de perguntas, queira dirigir-se à autoridade municipal competente em matéria de eliminação de resíduos.




5. Descrição do aparelho

Esteira de massagem shiatsu (lado frontal)



Botoneira



- 1 Tecla
- 2 Tecla NECK
- 3 Tecla FULL BACK (massagem das costas inteiras)
- 4 Tecla UPPER BACK (massagem da parte superior das costas)
- 5 Tecla LOWER BACK (massagem da parte inferior das costas)
- 6 Tecla HEAT (calor)
- 7 Tecla SPOT (massagem localizada)
- 8 Tecla SPEED (intensidade de massagem)
- 9 Tecla SHIATSU (massagem „shiatsu“)
- 10 Tecla ROLLING (massagem rolante)
- 11 Tecla DEMO

6. Colocação em funcionamento



ATENÇÃO


- IMPORTANTE:** Antes de utilizar o aparelho de massagem pela primeira vez, destrave todos os retentores de transporte do mecanismo de massagem. Para o efeito, tire os parafusos, com a ferramenta fornecida, da parte traseira da esteira de massagem. Se os parafusos dos retentores de transporte não forem tirados e a esteira de massagem Shiatsu for usada de imediato, ela sofrerá danos irreparáveis e ficará inutilizável. Neste caso, o fabricante não assume qualquer responsabilidade.
- De cada vez que quiser transportar o aparelho de massagem, coloque de novo os parafusos retentores de transporte e mantenha-os colocados enquanto estiver em trânsito. De cada vez que se transporta o aparelho sem esta protecção, corre-se o risco de o danificar de forma irreparável.
- Posicione a esteira verticalmente num lugar de assento adequado, com superfície de assento e encosto (cadeira, sofá ou um móvel semelhante). Preste atenção para que a esteira fique assente na base com toda a superfície e que proporcione encosto suficiente às costas.

- Quando necessário, utilize as fitas de fixação e os fechos de velcro flexíveis da esteira para a fixar no móvel.
- Ligue o aparelho à rede eléctrica, metendo a ficha na tomada.

7. Utilização

Pressione as costas contra o aparelho no início apenas com uma ligeira pressão. Verifique depois com cuidado se a posição de massagem é agradável para si, deslocando depois o peso pouco a pouco na direcção do aparelho.

A massagem deve transmitir uma sensação agradável e relaxante durante todo o tempo. Interrompa a massagem ou altere a posição do massagrador ou a pressão de encosto, quando sentir que a massagem dói ou é desagradável.

- Não enfie ou entale nenhuma parte do corpo, especialmente os dedos, entre os elementos de massagem rotativos ou o respectivo suporte no aparelho.
- Sente-se de forma confortável na esteira numa posição vertical. Preste atenção para que fique sentado no centro e que as cabeças de massagem se movam à esquerda e direita da sua coluna.
- Ligue o massagrador com a tecla .

Os LEDs identificam as funções de massagem activas nesse momento.

Pode seleccionar as definições da seguinte forma:

1. Massagem Shiatsu para o pescoço

Prima a tecla NECK para iniciar a massagem ao pescoço. Prima a tecla de novo para mudar a direcção da massagem. Ao premir mais uma vez a tecla, a massagem ao pescoço pára.

2. Massagem Shiatsu para as costas

Prima a tecla SHIATSU. Seleccione depois a zona a massagrear com as teclas FULL BAC, UPPER BACK e LOWER BACK.

A **massagem localizada**, i.e. massagem „shiatsu“ sem movimentos verticais, pode ser seleccionada com uma das duas teclas SPO. A posição para massagem localizada pode ser alterada premindo-se uma das teclas SPOT e mantendo-se esta tecla premida até se alcançar a posição pretendida.

Intensidade de massagem

O modo de massagem shiatsu dispõe de duas velocidades de massagem diferentes que pode seleccionar com a tecla SPEED. Se tiver activado a massagem rolante, carregue primeira na tecla SHIATSU, para mudar para o modo shiatsu, e seleccione, então, a velocidade desejada.


3. Massagem rolante

Prima a tecla ROLLING. Seleccione depois a zona a massagrear com as teclas FULL BACK, UPPER BACK e LOWER BACK.

Quando mudar o modo de massagem („shiatsu“ ou massagem rolante), a zona seleccionada anteriormente (costas inteiras, parte de cima ou de baixo) mantém-se programada. Tenha em atenção que, em caso de mudança da massagem „shiatsu“ localizada para a massagem rolante, terá que seleccionar novamente a zona a massagrear.

Função de calor

Poderá activar adicionalmente a função de calor para as cabeças massagradoras premindo a tecla HEAT. Neste caso, as cabeças massagradoras iluminadas a azul mudam de cor, passando a ser iluminadas a vermelho.

- Utilize o massagrador, no máximo, 15 minutos e deixe-o depois arrefecer. Se a massagem durar mais tempo, a estimulação excessiva dos músculos pode causar tensões nos músculos em vez de os relaxar. A massagem pode ser terminada a qualquer momento premindo-se a tecla . Tenha em atenção que, ao desligar o aparelho, as cabeças massagradoras voltam primeiro à posição de partida na zona lombal. Isto é indicado através de uma luz LED que pisca. Ao alcançar esta posição, o aparelho desliga.
- Quando se pára o aparelho através da pressão dupla de uma das teclas para as zonas de massagem, este regressa igualmente à posição de partida após 15 minutos e desliga-se automaticamente.

- Não isole o aparelho da rede durante o seu funcionamento. Desligue-o primeiro e aguarde até que alcance a posição de partida.



Nota

- O aparelho dispõe de um sistema de corte automático, que desliga o aparelho ao fim de 15 minutos.

8. Conservação e armazenamento

Limpeza



ADVERTÊNCIA

- Limpe o aparelho apenas conforme descrito nestas instruções. Não deve entrar qualquer líquido no interior do aparelho ou dos acessórios.
- Para eliminar pequenas nódoas, pode usar um pano seco ou uma esponja húmida e, eventualmente, um pouco de detergente líquido para roupa delicada. Não utilize produtos de limpeza que contêm solventes.
- Só volte a usar o equipamento quando este estiver completamente seco.

Armazenamento


Quando deixar de utilizar o aparelho por um período mais prolongado, guarde-o na embalagem original, num ambiente seco e sem quaisquer objectos pesados colocados em cima.



ATENÇÃO

- Se usar os parafusos retentores de transporte, lembre-se de os tirar de novo antes de voltar a usar o aparelho.

9. O que fazer no caso de problemas?

Problem	Causa	Solução
As cabeças de massagem movem-se apenas lentamente.	As cabeças de massagem foram esforçadas demasiadamente forte.	Reduzir a pressão de encosto do corpo.
As cabeças de massagem só se movem na parte de cima ou de baixo.	Foi activada a massagem de uma zona limitada.	Prima a tecla FULL BACK, UPPER BACK ou LOWER BACK para alterar/ ampliar a zona a massagear. Prima a tecla NECK para activar a massagem ao pescoço.
As cabeças de massagem não se movem.	O aparelho não está ligado à rede.	Meta a ficha na tomada e ligue o aparelho.
	O aparelho não está ligado.	Ligue o aparelho com  . Escolha a zona a ser massageada.
	Os retentores de transporte não foram retirados. O mecanismo de massagem está danificado.	Dirija-se à loja onde comprou o aparelho ou contacte o endereço da assistência técnica.
	O dispositivo de protecção contra sobreaquecimento foi accionado, o aparelho está danificado.	Dirija-se à loja onde comprou o aparelho ou contacte o endereço da assistência técnica.

